

Przykładowy plan terapii przy wykorzystaniu urządzenia UV 109

Miejsce	Fototyp skóry	Czas pierwszej sesji	Przyrost czasu kolejnej sesji	Dawka końcowa
Głowa nieowłosiona	I	15 s	8 s	Nie ma ogólnego zalecenia dotyczącego dawki końcowej. Będzie się ona różniła w zależności od pacjenta i musi być dobrana indywidualnie przez lekarza dermatologa na podstawie reakcji skóry pacjenta.
	II	15 s	8 s	
	III	23 s	8 s	
	IV	23 s	8 s	
Głowa z dużą ilością włosów	I	15 s	8 s	
	II	15 s	8 s	
	III	23 s	8 s	
	IV	23 s	8 s	
Łokieć, kolano, niższe partie nóg	I	15 s	8 s	
	II	15 s	8 s	
	III	23 s	8 s	
	IV	23 s	8 s	
Okolice intymne	I	15 s	8 s	
	II	15 s	8 s	
	III	23 s	8 s	
	IV	23 s	8 s	

Czasy naświetlania zawarte w powyższej tabeli są oparte na założonej wartości promieniowania wynoszącego 15.64 mW/cm².

W powyższej tabeli przedstawiono wyłącznie przykładowy plan terapii. Przed zastosowaniem urządzenia, każdy użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem dermatologiem, w celu dopasowania indywidualnego planu terapii.