

# Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 1000



[WWW.WALDMANNPOLSKA.PL](http://WWW.WALDMANNPOLSKA.PL)



### UV 1000

Podstawowa wersja kabiny wyposażona w 26 lamp UV o mocy 100 W. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, dedykowane przede wszystkim do prowadzenia monoterapii.

System terapii Waldmann UV 1000 umożliwia równomierne i efektywne naświetlanie. Niewielkie rozmiary sprawiają, że urządzenie jest bardzo praktyczne i wygodne w użyciu.

Kabina wyposażona jest w tradycyjny timer elektroniczny LCD umożliwiający wprowadzanie dawki naświetlania w dżulach lub jednostce czasu.

#### Panel sterujący LCD:

- Podświetlany wyświetlacz
- Menu zapewnia bezpieczną oraz łatwą obsługę
- Programowalne limity dawek
- Łatwa do czyszczenia klawiatura

#### Zalety:

- Urządzenie zajmuje mało miejsca
- Wydajny, zintegrowany system chłodzenia
- Specjalna geometria zwierciadeł zapewniająca równomierne naświetlanie
- Kabina wyłącza się automatycznie po zakończeniu terapii
- Podświetlany timer LCD do wprowadzania dawek w dżulach lub jednostce czasu

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.): | 1915 x 840 zamknięte, max. 1480 otwarte,<br>(wymagane ok. 1250) x 1014 zamknięte, 900 mm otwarte |
| Podstawa:                       | wyposażona w 8 kółek   |
| Waga:                           | ok. 155 kg (bez opakowania)  |
| Pobór mocy:                     | ok. 3 kW, cos φ 0.98   |
| Napięcie zasilania:             | 230 V / 50 Hz  |
| Klasa ochronności:              | IIa  |
| Wyposażenie:                    |  |
| monoterapia:                    | 26 x PUVA 100 W, 26 x UVB 311 nm 100 W   |
| terapia łączona:                | 20 x PUVA 100 W / 6 x UV 21 100 W<br>16 x PUVA 100 W / 10 x UVB 311 nm 100 W                     |

Euroscalemed sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także dostawę części zamiennych.



**Biuro handlowe**  
ul. Szczecińska 61/67  
91-222 Łódź  
tel. +48 42 652 01 28  
+48 42 612 20 04

e-mail: kontakt@es-med.pl  
www.euroscalemed.pl

**Serwis**  
ul. Flamandzka 19  
91-160 Łódź  
tel. +48 42 612 33 23  
e-mail: serwis@es-med.pl