

Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 109



WWW.WALDMANNPOLSKA.PL



UV 109

Poręczna i lekka lampa do terapii UV umożliwia bardzo krótkie czasy naświetlania dzięki wysokiemu natężeniu promieniowania UV. W rezultacie, urządzenie to idealnie nadaje się do leczenia skóry głowy (doł czona nasadka grzebieniowa) oraz mniejszych obszarów skóry. Doskonale sprawdza się w leczeniu okolic paznokci, pach oraz miejsc intymnych.

Opcje wyposażenia:

1 x PUVA 9 W
1 x UV 21 9 W
1 x UVB 311 nm 9 W

W skład zestawu wchodzi:

Lampa UV z doczepianymi nasadkami grzebieniowymi
Praktyczna walizka do przechowywania urządzenia
Okulary ochronne
Elektroniczny czasomierz z bateriami



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (szer. x wys. x gł. b.):	ok. 236 x 50 x 35 mm
Ciężar:	ok. 700 g (bez opakowania)
Ośłona lampy:	przezroczyste tworzywo sztuczne
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz
Przewód zasilający:	długość ok. 3 m, z zasilaczem
Klasa ochronności:	IIa
Opcje wyposażenia:	PUVA 9 W, UV 21 9 W, UVB 311 nm 9 W

Euroscalemed sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także dostaw części zamiennych.



Biuro handlowe
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź
tel. +48 42 652 01 28
+48 42 612 20 04

e-mail: kontakt@es-med.pl
www.euroscalemed.pl

Serwis
ul. Flamandzka 19
91-160 Łódź
tel. +48 601 296 890
e-mail: serwis@es-med.pl