

BEZOPERACYJNY LIFTING TWARZY I CIAŁA

Nieinwazyjne zabiegi liftingujące skórę twarzy i ciała to silny trend w medycynie estetycznej. Nic w tym dziwnego, pacjenci szukają skutecznych i szybkich rozwiązań bez konieczności przechodzenia długiego okresu rekonwalescencji. Ultraskin II to odpowiedź na problemy estetyczne związane z wiotką skórą i nadmiarem tkanki tłuszczowej. Poznaj sekrety tego urządzenia!

TECHNOLOGIA HIFU


HIFU to skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości, pozwalające indukować powstanie drobnych punktów koagulacji we wszystkich warstwach skóry oraz tkance podskórnej. Te skoncentrowane ultradźwięki służą do wywołania przegrzania na głębokości SMAS, czyli poziomu na którym działają chirurdzy plastycy w czasie liftingu. Kumulacja ultradźwięków w jednym punkcie na określonym poziomie w tkance, wywołuje jej miejscowe rozgrzanie do ok. 60 stopni Celsjusza, co pobudza procesy naprawy kolagenu – tłumaczy dr Ewa Rybicka z kliniki Estetica Nova. Ultraskin II pozwala na znacznie większe skoncentrowanie fal ultradźwiękowych, dzięki czemu energia termiczna ogniskowana jest na mniejszym obszarze. Przekłada się to na znacznie ograniczenie bolesności zabiegu oraz ogólną poprawę rezultatów terapii.



DR EWA RYBICKA

TWARZ

Ultraskin II pozwala uzyskać doskonałe efekty przy zwiótnieniach skóry twarzy, zaburzeniach jej owalu, wiotkości dolnej powieki, występowaniu tzw. „zmarszczek palacza”. Pozwala niwelować podwójny podbródek oraz stosuje się go przy liftingu brwi i czoła. Dlatego z powodzeniem może być wykorzystywany jako nieinwazyjna alternatywa dla innych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wielką zaletą zabiegu Ultraskin II jest jego siła wynikająca z użytej energii i z głębokości działania, naturalne efekty oraz brak okresu rekonwalescencji ze względu na niewystępowanie uszkodzeń wierzchniej warstwy skóry. To szczególnie ważne dla pacjentów, którzy decydują się na zabiegi w obrębie twarzy. Co więcej, pierwsze efekty uzyskujemy już bezpośrednio po zabiegu – wyjaśnia dr Ewa Rybicka.



ZALETY:

- efekty widoczne już po 1. zabiegu,
- brak okresu rekonwalescencji,
- precyzją,
- bezpieczeństwo potwierdzone badaniami klinicznymi.

CIAŁO

Ultraskin II znajduje również zastosowanie w obrębie zabiegów stosowanych na ciało. Urządzenie to podczas zabiegu efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej m.in. w okolicach brzucha, talii, ud i ramion. Dlatego świetnie sprawdza się w miejscowym modelowaniu sylwetki oraz w przypadku konieczności poprawy elastyczności skóry po utracie dużej masy ciała lub po ciąży. To świetne rozwiązanie dla osób, które do tej pory miały trudności w redukcji tkanki tłuszczowej w problematycznych partiach ciała.