



rynek estetyczny


Cena 13,50 zł (8% VAT)

www.rynekestetyczny.pl

4/X-XII/2017

ISSN 2353-8279

Komórki macierzyste



■ **TECHNOLOGIE**
Światło dla
młodości
i zdrowia

■ **CHIRURGIA
PLASTYCZNA**
Nastolatki
pod nóż?

■ **FINANSE**
Ile zarabia
chirurg
w USA

■ **WYWIAD**
Graziano,
Ignaciuk, Kukulska,
Lembas

JEDYNA NA ŚWIECIE
MEDYCZNA PLATFORMA
W TECHNOLOGI HIFU

Harmonia zabiegów
na twarz i ciało

 Ultraskin II
Absolute

LIFTING SKÓRY
+ MODELOWANIE
SYLWETKI

ULTRASKIN II ABSOLUTE – MODELOWANIE SYLWETKI

MACRO FOCUSED ULTRASOUND

Ultrasokin II Absolute efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej doprowadzając do rozpadu adipocytów przez ogniskowanie fali ultradźwiękowej na głębokości 13 mm.

Skoncentrowane fale ultradźwiękowe emitowane przez urządzenie trwale redukują komórki tłuszczowe, które są w naturalny sposób absorbowane, a następnie usuwane z organizmu w procesach metabolicznych.

Prawidłowa konstrukcja głowicy zabiegowej

(ENERGIA DO 60J/CM2)

Duży aplikator ze skanerem 13 mm

- brzuch, uda, pośladki, bryczesy
- Standardowy aplikator 13 mm
- podbródek, ramiona, kolana



Wskazania Ciało

Konturowanie ciała

Redukcja miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej

Lifting wiotkiej skóry

m.in. brzuch, ramiona, pachy, kolana



ULTRASKIN II ABSOLUTE – LIFTING + NAPIĘCIE SKÓRY

MICRO FOCUSED ULTRASOUND

Ultrasokin II Absolute wykorzystując technologię HIFU stymuluje warstwę SMAS oraz głębsze partie skóry bez naruszania ciągłości naskórka, czego wynikiem jest natychmiastowy i długo utrzymujący się efekt liftingu. Dodatkowa stymulacja warstw skóry właściwej pozwala na jej głęboką przebudowę.

Aplikatory 1,5 mm; 3,0 mm; 4,5 mm (lifting, napięcie, zagęszczenie skóry na twarzy i na ciele)

(ENERGIA DO 3J/CM2)



Wskazania Twarz

Konturowanie twarzy

redukcja podwójnego podbródka, konturowanie linii żuchwy, redukcja „chomików”

Redukcja zmarszczek

około oczu, czoło, okolica ust, szyja

Lifting twarzy

m.in.: uniesienie brwi, lifting powiek, podniesienie policzków, lifting szyi

DLACZEGO ULTRASKIN II ABSOLUTE:

Wykorzystanie pełni możliwości technologii HIFU w 1 urządzeniu

- Połączenie technologii MACRO + MIKRO FOCUSED ULTRASOUND w 1 urządzeniu
- Wszeczhronność działania: Lifting, napięcie, ujędrnienie skóry + modelowanie sylwetki

Skuteczność zabiegów

- Dwie głowice zabiegowe: standardowa + duża ze skanerem
- Możliwość użycia energii do 60J/cm2 w zabiegach modelujących sylwetkę
- Możliwość użycia energii do 3J/cm2 w zabiegach liftingujących

Bezpieczeństwo

- Certyfikat medyczny CE – urządzenie w klasie ryzyka urządzeń medycznych IIa
- Badania kliniczne

- Praca na wyłącznie przebadanych aplikatorach o prawidłowej konstrukcji

Komfort zabiegu

- Lekkie poręczne głowice zabiegowe
- Tryb pracy ciągłej
- Możliwość zmiany intensywności wykonywanego zabiegu

Wiele pozytywnych opinii i rekomendacji z polskich i zagranicznych klinik

Rozpoznawalność marki

ULTRASKIN II: nowy wymiar ultradźwięków



HIFU Ultraskin II to system, wykorzystujący najnowsze rozwiązania w technologii fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu. Zastosowanie przetworników nowej generacji pozwala na znacznie większe skoncentrowanie fal ultradźwiękowych w stosunku do konwencjonalnych systemów HIFU, dzięki czemu energia termiczna ogniskowana jest na mniejszym obszarze i uzyskiwane są bardzo dobre rezultaty w zabiegach na twarz i ciało. Przekłada się to też na znacznie mniejszą bolesność zabiegu. Dzięki dużej dowolności w regulowaniu gęstości i długości impulsów, lekarz może wykonywać zabiegi z różną intensywnością oraz bardzo dużą precyzją. na www.euroscalemed.pl