



Jeisys
Better You



EuroScaleMed
Dermatologia Estetyczna

Edge ONE

MEDYCZNY LASER CO₂ DO WSZYSTKICH PROBLEMÓW SKÓRY

najlepsze
rozwiązanie


By kobiecie żyło
się lepiej.



Edge ONE™

Clean & Precise CO₂ Fractional Laser

Edge ONE / Tryb endowaginalny



Edge ONE – zalety

- minimalnie inwazyjna metoda leczenia
- ergonomicznie zaprojektowana sonda pochwowa
- procedura ambulatoryjna
- brak cięcia, bez krwawienia
- praktycznie bezbolesne, bez znieczulenia
- bez specjalnego przygotowania przed lub po zabiegu

Edge ONE / Tryb chirurgiczny



Wyjątkowa precyzja dzięki ultra-impulsowi Edge ONE™ powoduje, że promień lasera jest bardzo dokładny, bez uszkodzania otaczających tkanek, a także może być stosowany do bardzo małych zmian mniejszych niż 1 milimetr.

Wskazania: brodawki wirusowe, brodawki łojotokowe, włókniaki, żółtaki, mięczaki, kłykciny kończyste




Edge ONE / Tryb frakcyjny


Edge pulse przenosi wysoką moc w bardzo krótkim czasie minimalizując dyfuzję ciepła.

Tryby: CW / Single / Repeat / Group pulse / Ultra

Wskazania: zmarszczki i zwiotczenie skóry; zmarszczki wokół oczu, „worki” pod oczami; soft-lifting; wygładzanie i odmładzanie, poprawa elastyczności skóry; rozszerzone pory, zaskórniki; rozstępy; usuwanie blizn różnego pochodzenia; płytkie, rozległe zmiany naczyniowe; zmiany pigmentowe, przebarwienia, ostudy, plamy starcze; niejednorodny odcień skóry; uszkodzenia słoneczne; szorstka skóra, wyrównanie nierówności skóry



30W(Normal)



Karbonizacja


Edge ONE™
Edge Pulse



Brak poparzeń

Ograniczony zakres dyfuzji termicznej zmniejsza ból w czasie leczenia i zapobiega powstawaniu blizn po leczeniu.

Różne wzory skanowania



Standard

Refresh

Random


Scatter

Gaussian

Przed i po

Przed zabiegiem

3 miesiące po 1 zabiegu



(Plama soczewicowata)

Przed zabiegiem

3 miesiące po 1 zabiegu



(Brodawka wirusowa)

Przed zabiegiem


16 dni po 1 zabiegu



(Blizna po oparzeniu)

Przed zabiegiem


5 dni po 1 zabiegu



(Odmłodzenie)

Przed zabiegiem

4 tygodnie po 1 zabiegu



(Blizny po trądziku)

Przed zabiegiem


4 tygodnie po 2 zabiegu



(Blizny po trądziku)

Przed zabiegiem

4 tygodnie po 2 zabiegu



(Melasma)

Edge ONE™

Specyfikacja Techniczna

Długość fali	106000 nm	
Typ Lasera	I=Lasera CO	
Moc maksymalna	1 - 30 W	
Wiązka pilotująca	Lasera diodowy 655 nm	
Końcówka chirurgiczna	Tryb pracy	CW, Single, Repeat, Group Pulse
	Moc wyjściowa	1 - 30 W, ULTRA
	Czas impulsu	1 - 1000 ms/ULTRA 0,08 - 1 ms
	Opóźnienie impulsu	1 - 1000 ms
	Częstotliwość (ULTRA)	10 - 500 Hz
Specyfikacja Techniczna	Moc wyjściowa	1 - 30 W, Edge Pulse
	Końcówka	120, 120(s), 350, 800
	Energia impulsu	1 - 300 mJ
	Gęstość	42,4%
	Obszar skanowania	2 x 2 - 15 x 15 (mm)
	Kształt skanu	kwadrat, trójkąt, koło

Specyfikacja systemu

Ekran	Wyświetlacz LCD dotykowy
Wymiary (mm)	240 (W) x 282 (L) x 997 (H)
Waga	32 kg
Zasięg ramienia	1,5 m
Kąt obrotu ramienia	360°
System chłodzenia	Powietrze + woda
Zasilanie	220V, 50\60Hz, 1kVA



Jeisys
Better You

 EuroScaleMed
Dermatologia Estetyczna

Euroscalemed sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź,
tel. +48 42 612 20 04, tel. +48 42 652 01 28, www.euroscalemed.pl